

Shici 取扱説明書

ご使用の前に必ずお読みください。

この度は「Shici」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

正しくご使用いただく為に、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

また、ダウンロードしていただき何時でも閲覧できるようにお願いいたします。

製品に危険・警告・注意などの表示をしている場合はそれに従ってください

本製品の使用方法については IHIM ホームページ「Shici に関する」から「使い方」をご参照ください

《免責事項について》

・天災及び当方の責任以外の外傷、第三者行為によるその他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた物損、人損に関して当方は一切の責任を負いません。

・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中止など）に関して当方は一切の責任を負いません。

・この取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して当方は一切の責任を負いません

・保証内容は予告なく変更する場合があります

※説明書内で表す「当方」とは以下の場所を示します

販売元：ヒト外傷機序研究所（IHIM）

《安全上のご注意》

① ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

② ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

③ 以下の三つの区分に分類しております。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険：誤った扱いをした際に、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じるもの

警告：誤った扱いをした際に、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意：誤った扱いをした際に、使用者が負傷、物的損害の可能性のあるもの

危険

以下の危険事項を厳守していただきご使用ください

- ・本製品は体、首、背中への使用はしないでください。
：形状の特性上ケガをする恐れがあります。
- ・加熱・冷却の際は42°以下0°以上の範囲内を厳守してください。
：火傷の恐れがあります。
- ・高温、零下でのご使用は絶対におやめください
：火傷、凍傷などのケガの恐れがあります。

警告

以下の警告事項を厳守していただきご使用ください

- ・落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
：破損、ケガの原因となります
- ・強い力で使用せず本品を顔、手、足にあてて軽く擦るようにご使用ください
：ケガの原因となります

注意

以下の注意事項を厳守していただきご使用ください

- ・消毒の際は煮沸消毒又は消毒用アルコールをご使用ください。
- ・酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
：本製品が錆びる可能性があります。
- ・お子様のご使用時は危険な状態とならないよう保護者が取扱い内容を教えてください。また、使用中においても指示通り使用しているかご注意ください。
：ケガ等の原因となります。
- ・加熱冷却の際はお風呂、氷水をお使いください。
：火傷の原因となります。
- ・本製品はステンレスを使用しています。皮膚に異常が現れた場合は使用を中止し医師にご相談ください。
- ・乳児の手の届かないところで保管してください
- ・本製品は手・足・腕・太ももより末梢でご使用ください。
- ・汚れが発生した場合は中性洗剤で洗っていただき柔らかい布で汚れをふき取ってください。
汚れが強い場合はメラミン性のスポンジをご使用ください。

保証規定

- 1：メンバーズカードをお持ちの方には、本製品は永久保証させていただいております、本製品が取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で製品が破損した場合は無償にて交換または修理をさせていただきます。
- 2：以下の場合は無償交換、無償修理の対象になりません
- ①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合
 - ②不当な研磨や彫刻、改造による損傷、破損の場合
 - ③使用上、取扱い上の過失または事故による損傷、破損の場合。また、落下や投てき動作などの痕がある場合。
 - ④天災及び火災、高温、異常加圧などによる損傷や破損
 - ⑤ご購入時の同封されているカードの提示が無い場合
 - ⑥販売員・店の名前が記載されていない場合
 - ⑦購入日時の記載がない場合
- 3：本製品の破損、損傷により発生した損害、損失については負担いたしません。
- 4：出張による交換対応はお受けできません
- 5：製品同封のカードは再発行できませんので大切に保管してください。紛失の際は速やかに担当窓口まで、ご連絡ください。
- 6：製品保証を受ける際は担当窓口まで御連絡いただき、本製品を当方にお送り又はご持参ください。
- ご用意していただく物
- ① 本製品
 - ② 保証メンバーズカード
- 7：永久保証とは当方が現存する限りを示します。

販売元

ヒト外傷機序研究所 (IHIM)

京都府京都市山科区東野舞台町29-3

TLE:075-581-1796 (IHIM 内おかむら接骨院直通電話)